

## Vigtig information til Almen Praksis

Information til Praksis angående skift fra 4 ml EDTA til 2 ml EDTA-rør (lilla).

På baggrund af studier som viser, at Hæmatologirør skal være minimum halvt fyldte for at kunne levere analysesvar af bedste kvalitet, ændres rørtypen til Hæmatologi og HbA1c fra 4 ml EDTA til 2 ml EDTA-rør.

Det betyder, at ved svære prøvetagninger bliver det lettere at opnå korrektfyldning af prøverøret.

2 ml EDTA-rør skal minimum være halvt fyldt, for at analyseapparatet har nok materiale til analysering og sikre en god kvalitet af prøvematerialet.

Samtidig ændres det således, at både Hæmatologi og HbA1c kan udføres på samme prøverør.

Ændringerne træder i kraft den 4. januar 2023 ca. kl. 14.00.

I kan stadig bruge 4 ml EDTA-rør, indtil i får 2 ml EDTA-rør på lager. Der skal stadig anvendes 4 ml EDTA til ex PTH.

2 ml EDTA bestilles på varenummer 134242

Spørgsmål kan rettes til laboratoriekonsulenten

Med venlig hilsen

**Laboratoriekonsulenten i Regionshospital Nordjylland**

Claus Woldum (Hjørring), [clw@rn.dk](mailto:clw@rn.dk),

Tlf. 9764 1201

**Laboratoriekonsulentordning  
for Region Nordjylland**

Bispensgade 37  
9800 Hjørring  
Tlf.: 97641176

December 2022