

Sådan opsamler du en afføringsprøve (tarmpatogene bakterier)

Vi skal bruge 2 podninger af dit barns afføring.
Podningerne skal komme fra 2 forskellige afføringer.
Podningerne må gerne laves samme dag.

Vi skal bruge podningerne til at undersøge barnet for
tarmpatogene bakterier, det vil sige bakterier, der ikke
er naturligt forekommende i tarmen.

SÅDAN GØR DU

Sådan opsamler du afføring

- Opsaml frisk afføring i et bækken eller lignende.
- Før prøvetagningspinden ned i den opsamlede afføring, og drej pinden rundt, så den bløde del – også kaldet swab'en – er dækket.
- Overfør prøvetagningspinden til fecalSwap-røret og knæk podepinden ved den farvede markering.
- Skru låget på røret.
- Notér dato og klokkeslæt på glasset.
- Kontrollér, at der sidder stregkode på glasset, inden du afleverer eller indsender prøven til laboratoriet.

Sådan opbevarer og sender du afføringsprøverne

- Opbevar prøverne i køleskab, indtil de skal afleveres eller sendes.
- Indlevér prøverne på Laboratoriet på Sygehus Vendsyssel eller send dem i den frankerede specialeballage, som I har fået udleveret sammen med prøveglassene i Ambulatorium for Børn og Unge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Børn og Unge

Sygeplejerske:
Tlf. 97 64 10 22
Vi træffes:
Mandag – fredag 8.00 – 9.00