



# Sådan opsamler du afføring, der skal undersøges for blod


Du skal tage en afføringsprøve, så vi kan undersøge den for blod. I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal tage afføringsprøven.

Du har fået udleveret et prøvesæt med følgende:

- 1 prøverør
- 1 plastpose
- 1 opsamler
- 1 svarkuvert.


Du har også fået udleveret en prøvetagningsblanket.

## SÅDAN GØR DU




- Find prøverøret frem.
- Mærk prøverøret med stregkoden fra prøvetagningsblanketten.
- Notér dato for prøvetagning med kuglepen på prøvetagningsblanketten.

REGION NORDJYLLAND	
Titel: Læge	Prøvetagning: 31/10/2016
Side: 1 / 1	Leber: 02
Uddæk: 31/10/2016	Rikv.no: 901076 294709
Sted: HJ CPR.nr: 251248-4916 Navn: Nancy Ann (Testperson) Berggren Rikv.no: 901076294895 Dato: 31/10/2016 Svar #: Aam(AA) Rikv: Aam(AA)	Rakvirent: Aam(AA) Kir. gastroenterol. amb. Hobrovvej 18-22 9000 Aalborg Danmark
Sted: HJ CPR.nr: 251248-4916 Navn: Nancy Ann (Testperson) Berggren Rikv.no: 901076294895 Dato: 31/10/2016 Svar #: Aam(AA) Rikv: Aam(AA)	Kundencr.: 0001122 Opruster af LabtestServer Nancy Ann (Testperson) Berggren 251248-4916 Afd: Hotel Stue: sng: Pr. oplysninger: Opsamlings startid: 31/10/2016
Sted: HJ CPR.nr: 251248-4916 Navn: Nancy Ann (Testperson) Berggren Rikv.no: 901076294895 Dato: 31/10/2016 Svar #: Aam(AA) Rikv: Aam(AA)	Prøvetagning: fortræk: A
A: F-Hb-imm	Prøvetagning: fortræk: A



- Læg opsamlingspapir ud over kummen.
- Se vejledning i posen med opsamlingspapir.



- Hav afføring som normalt.
- Undgå så vidt som muligt, at der kommer urin i den opsamlede afføring.
- Vrid toppen af prøverøret ved at dreje toppen en kvart omgang.
- Røret indeholder en væske, som skal blive i røret.
- Tag prøven ved at skrabe den yderste centimeter af prøvepinden på overfladen af afføringen.
- Prik eller stik ikke pinden ned i afføringen.
- Gentag, indtil der er afføring i alle riller. Det er vigtigt, at der ikke kommer for meget afføring på prøvepinden.
- Sæt prøvepinden med afføring tilbage i prøverøret og tryk, indtil der lyder et klik.
- Læg prøverøret i den medsendte plastpose.
- Læg plastpose med prøverør i den medsendte svarkuvert sammen med prøvetagningsblanketten.
- Aflever kuverten med prøverør på et posthus eller i en postbutik – så vidt som muligt samme dag, som prøven er taget.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Klinisk Biokemi**

Tlf. 97 64 11 76

Vi træffes: Mandag – fredag 7.30 – 15.00