

Sådan behandles du med antibiotika hjemme

CADD-pumpe

Antibiotika skal gives i en bestemt periode for at sikre, at din infektion er slået helt ned. Efter få dage kan du dog have det så godt, at du ikke længere har gener af infektionen, men behandlingen skal alligevel gives hele perioden for at undgå tilbagefald.

Du har mulighed for at blive behandlet med antibiotika hjemme frem for på hospitalet. Det kan du gøre ved at blive koblet til en transportabel infusionspumpe, som vil give dig medicinen i dit Midline-kateter.

Hvorfor behandle hjemme?

- Det er videnskabeligt bevist, at patienter har det bedre og klarer sig bedre gennem et forløb, når de er hjemme.
- De har mindre risiko for infektioner.
- De har bedre mulighed for at spise det, de har lyst til, og derved mindske vægttab.
- De har bedre mulighed for at holde sig i gang og dermed holde musklerne i kroppen vedlige.
- De kan være mere sammen med venner og familie.

Flere forhold gør sig gældende for, at du kan behandles med antibiotika hjemme:

- Du skal kunne klare dig hjemme i forhold til at tage din medicin, spise, drikke, reagere på symptomer samt varetage omhyggelig hygiejne.
- Du skal have en telefon/mobiltelefon, som virker, så du på alle tidspunkter kan komme i kontakt med afdelingen.
- Du skal – efter en samtale med sygeplejersken – vide, hvad du skal gøre i tilfælde af temperaturforhøjelse samt ved generelt ubehag.
- Du skal dagligt have skiftet infusionspose. Dette kan hjemmeplejen eventuelt stå for. Ellers vil det foregå på Lungemedicinsk Afdeling 204B. Det

sker dagligt på samme tidspunkt som aftales ved udskrivelsen – oftest imellem 12.00 og 15.00.

Hvis disse forhold er på plads, og du føler dig tryk ved at være i behandling hjemme, så er det i orden.

Hav telefonkortet på dig

Du får også udleveret et lille kort, som skal ligge sammen med pumpen. På kortet står der, at du får antibiotika, og der er telefonnumre til Lungemedicinsk Afdeling, så du altid har disse numre med dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, eller opstår der problemer, skal du kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Afdeling 204B
Tlf. 97 64 09 17

SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Du skal gå med pumpen 24 timer i døgnet i behandlingsperioden. Det kan give praktiske udfordringer. Her kan du se typiske spørgsmål og svar.

Kan jeg gå i bad med pumpen?

Du kan sagtens gå i bad, selvom du er koblet til pumpen. Pumpen må dog ikke komme under bruseren eller ligge på et vådt underlag. Du kan vælge at hænge tasken med pumpen på en knage uden for brusekabinen, eller du kan lægge pumpen på gulvet uden for brusekabinen med et håndklæde omkring.

Hvor kan pumpen være, når jeg sover?

Du kan have tasken med pumpen ved siden af dig i sengen, på sengebordet eller på gulvet ved siden af sengen.

Hvad gør jeg, hvis pumpen giver alarm?

Hvis pumpen giver alarm, skal du ringe til afdelingen. Sygeplejersken vil guide dig til at løse problemet. Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, kan du være nødt til at komme ind på afdelingen for at få problemet løst.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver utilpas hjemme?

Bliver du utilpas, skal du ringe direkte til afdelingen. Inden du ringer, skal du måle din temperatur.

TEKNISK INFORMATION

Sådan skifter du batteri på pumpen

- Tryk "Stop" på pumpen.
- Maskinen skriver "Stop pumpe". Tryk "Ja".
- Sluk pumpen på ydersiden af højre side.
- Maskinen skriver "Lukke ned?" Tryk "Ja".
- Drej knappen i toppen af maskinen, så du får adgang til batterierne. Skift batterierne og luk igen på drejknappen.
- Tænd pumpen igen i højre side.
- Tryk "Start". Maskinen skriver "Start pumpe?". Tryk "ja".

Sådan slukker du for alarmen, når sidste dosis er løbet ind

- Tryk "Stop". Maskinen skriver "Stop pumpe". Tryk "Ja".
- Sluk maskinen på højre yderside.

Det kan du aflæse på skærmen



CADD-pumpen giver dig forskellige informationer i displayet.

1. Øverst i venstre hjørne kan du se, hvor meget der er i kassetten eller infusionsposen. Når pumpen er kodet med din behandling, vil der stå den fulde dosis. Hver gang en dosis løber ind, vil der fremgå en dosis mindre.
2. Øverst i højre hjørne kan du se, hvor meget batteri der er tilbage. Det er de 4 AA-batterier, som er placeret i toppen af pumpen.
3. Øverst i midten står der "kører", når maskinen er i gang. Den vil starte på det indstillede tidspunkt. Står der derimod "stoppet", er pumpen indstillet, men der er ikke trykket "start", og pumpen vil ikke gå i gang til den indstillede tid.
4. I højre hjørne er det ur, som pumpen er indstillet til at rette sig efter.
5. Bunden af displayet fortæller, hvornår næste dosis gives.