

Sådan bruger du MaxPlus connector til PICC-line kateter

SÅDAN GØR DU

Fyldning og påsætning af connector




Fyld MaxPlus connectoren med saltvand ved at sætte en fyldt 10 ml saltvandssprøjte på studsens og dreje ¼ omgang. Når du drejer, skubbes det blå filter automatisk ind.



Drej sprøjten ¼ omgang.

MaxPlus connectoren er nu klar til påsætning af PICC-line kateter – efter vanlig afspritning med injektionsswabs 2 gange.



Sæt MaxPlus connectoren på PICC-line kateteret.

Du skal skifte MaxPlus connectoren hver 3. dag.



Tilkobling



Tjek, at der er tilbageløb i PICC-line, og skyl med 10 ml natriumklorid.



Sæt infusionsslangen til MaxPlus connectoren.

Frakobling



Luk den hvide klemme, når sprøjten eller infusionsslangen er frakoblet MaxPlus connectoren.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00