



## Lukning af analysen P-Orosomuroid

Pr. 1. februar 2021 nedlægges analysen P-Orosomuroid.

P-Orosomuroid analysen har i de senere år haft en meget begrænset anvendelse til diagnostik ved inflammatorisk tarmsygdom. Pga. det meget lave analysetal har det været vanskeligt at opretholde analysen.

P-Orosomuroid analysen bliver derfor nedlagt og erstattes af Højsensitiv CRP og evt. CRP.

### **For rekvisiter til Klinisk Biokemisk Afdeling, Hjørring gælder fremadrettet:**

P-Orosomuroid erstattes af højsensitiv CRP og evt. CRP, som bestilles samlet.

Hjørring: Højsensitiv CRP måleinterval 0,20-10,00 mg/l

Hjørring: P-C-reaktivt protein måleinterval 4,0-912 mg/l

### **For rekvisiter til Klinisk Biokemisk Afdeling i hhv. Aalborg, Hobro og Thisted gælder fremadrettet:**

P-Orosomuroid erstattes af P-C-reaktivt protein, som altid måles som højsensitiv CRP.

Aalborg: P-C-reaktivt protein måleinterval 0,6 - 700 mg/l

Hobro: P-C-reaktivt protein måleinterval 0,6 -700 mg/l

Thisted: P-C-reaktivt protein måleinterval 0,6 - 700 mg/l

For yderligere oplysninger se <https://laboratorievejledning.rn.dk> eller kontakt undertegnede.

[Tekst]

Med venlig hilsen

Peter Hindersson  
Ledende overlæge